

次亜塩素酸試験紙 (高濃度)

Chlorine Test Strips: High Range

型式：WAP-CIO(C)

価格：2,750円(税抜 2,500円)

50枚入り

包装外形 約44L×44W×97H mm

梱包重量 約38g

次亜塩素酸試験紙 (低濃度)

Chlorine Test Strips: Low Range

型式：WAP-CIO(D)


価格：2,750円(税抜 2,500円)

50枚入り

包装外形 約44L×44W×97H mm

梱包重量 約38g

pH調整はほとんど不要でただ浸すだけ。
標準色まで浸すので、着色水でも測定できます。



写真はWAP-CIO(C)

測り方

① 検水を容器に採り標準色の上まで水に1~2秒つけます。

② 余分な水を軽く振切ります。

③ 10秒後に比色します。

測定項目 — CIO (C) mg/L

500
200
100
50
25

標準色 ←

比色する ←

試薬部 ←

型式	測定目盛 (Cl mg/L)					反応時間	発色原理	主な妨害物質	変色の経過
WAP-CIO (C)	25	50	100	200	500	10秒	よう化カリウム法	酸化性物質	無色→淡茶→濃茶
WAP-CIO (D)	2	5	10	15	25	10秒	SAT-3法	酸化性物質	黄→黄緑→緑

pH試験紙 BCG

pH Test Paper: BCG

型式：PHG-BCG

価格：3,190円(税抜 2,900円)

ニッケルめっき浴液のpH測定ができます。ただし、緩衝能力の小さい水(雨水等)の測定には適しません。

200枚入り

包装外形 約69L×14W×106H mm

梱包重量 約62g

標準色まで浸すので、着色水でも測定できます。

この間を検水に2~3秒浸す。

5.5
5.2
4.9
4.6

標準色 ←

指示薬部 ←

4.4
4.2
4.0
3.8

標準色 ←

測定目盛 (pH)

3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9 5.2 5.5

pH試験紙 PLS

pH Test Paper: PLS

型式：PHG-PLS

価格：3,520円(税抜 3,200円)

検水の広範囲のpHが測定できます。

200枚入り

包装外形 約69L×14W×106H mm

梱包重量 約62g

この間を検水に2~3秒浸す。

12
11
10
9
8
7

標準色 ←

指示薬部 ←

6
5
4
3
2
1

標準色 ←

測定目盛 (pH)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12